

# Manual de instalação e utilização do Software

## ● Requisitos do Sistema

Antes de instalar, verifique se você tem:

1. Node.js instalado (versão 18 ou superior)
2. NPM (já vem com o Node)
3. MySQL Workbench
4. Editor de código (VS Code recomendado)

## ● Instalação

Baixe o projeto ou clone o repositório. (git clone <url-do-seu-repositório>)

Criação do Banco de Dado : Ao baixar o repositório abra a pasta “Banco de Dados” e abra o arquivo “carepet2.sql” no mysql workbench , logo após aberto clique em “ok” e assim o código é informado a frente e clique no simbolo de raio para criar o banco

Abra a pasta do projeto no seu computador.

Instale as dependências no terminal :

1. npm install
2. npm install multer

## ● Executando o Servidor

No terminal dentro da pagina server, digite:

node [server.js](#)

## ● Utilização do Software

Login

Digite seu e-mail e senha.

Clique em Entrar.

#### Cadastro de Usuário

Preencha nome, e-mail e senha.

Clique em Cadastrar.

#### Página Inicial

Mostra os atalhos para todas as áreas do sistema.

#### Cadastro do Animal

Informe nome, espécie, idade e foto.

Clique em Salvar.

#### Visualizar Animal

Veja todos os dados do animal.

Pode editar ou excluir.

#### Vacinas / Remédios / Exames

Escolha a categoria.

Preencha as informações.

Salve para registrar.

#### Perfil do Usuário

Pode mudar nome, foto, e-mail e senha.

Salve para atualizar.